

RS di Spairani Roberto

**SISTEMI INDIVIDUALI
DI INGRANDIMENTO E ILLUMINAZIONE**

SHEERVISION®

AUTHORIZED DISTRIBUTOR



CATALOGO OTTICHE E LUCI SHEERVISION
Maggio 2015

In vigore dal : 01/05/2015

Una Scelta di valore Strategico

PAGINA 2

L'adozione di sistemi di ingrandimento e di illuminazione consente di esprimere pienamente la tua professionalità al massimo livello e per tutta la giornata lavorativa diminuendo stress e fatica e migliorando da subito capacità di diagnosi e di esecuzione.

Migliorare la postura Aumentare la visibilità

L'attività odontoiatrica comporta sovente l'adozione di una postura scorretta, dovuta alla necessità di avvicinarsi per vedere meglio, con conseguente insorgenza di problematiche muscolo-scheletriche nonché un progressivo decadimento della vista. .

Correggere queste posture scorrette significa migliorare le condizioni di lavoro, diminuire lo stress e migliorare la qualità di vita.



Negli Stati Uniti ed in molti Paesi del nord Europa la correzione della postura di lavoro costituisce il motivo preminente per l'adozione degli occhiali ingranditori.



Per questo è necessario e conveniente indossare le ottiche durante tutta la giornata lavorativa ed è bene ricordare che gli ingrandimenti non devono essere eccessivi per non essere essi stessi motivo di affaticamento se non addirittura di danno alla vista.

Inoltre gli occhiali devono essere assolutamente stabili e confortevoli oltreché protettivi ed eleganti.

Aumenta Velocità e Precisione

Lavorare Meglio, Più Velocemente e con Minore Fatica

Come Scegliere? Quale Ingrandimento?

PAGINA 3

Scegliere un sistema ottico implica la necessità di tenere presente alcune considerazioni. Il dispositivo prescelto andrà infatti ad influenzare diversi fattori quali:

- ◆ **La postura dell'operatore**
- ◆ **L'efficacia nel consentire pieno controllo del proprio lavoro**
- ◆ **Il mantenimento in salute della propria vista**
- ◆ **Il comfort nell'utilizzo del dispositivo**
- ◆ **L'immagine di professionalità comunicata al paziente**

Ingrandimento, distanza di lavoro, campo visivo, profondità di campo, angolo di declinazione, stabilità e comfort sono i maggiori fattori da tenere in considerazione.



- ◆ Con l'aumentare dell'ingrandimento, diminuiscono sia il campo visivo sia la profondità di campo ossia la possibilità di muoversi intorno al bersaglio mantenendolo sempre a fuoco
- ◆ Ingrandimenti sino al 3,0x possono essere indossati per molte ore consecutive senza alcun affaticamento. Ingrandimenti maggiori possono essere usati ma per tempi più brevi perché richiedono l'impegno della muscolatura di accomodazione risultando affaticanti ed alla lunga persino dannosi alla vista seppur utili in alcune manovre
- ◆ L'ingrandimento **2,5x** rappresenta la soluzione ottimale per coprire la gran parte dell'attività odontoiatrica consentendo al contempo una visione di insieme oltre che un maggior dettaglio dei particolari.
- ◆ **Per un utilizzo odontoiatrico preferire le versioni a Flip-Up perché consentono di modificare l'angolo di declinazione mantenendo così una postura corretta**



Assembliamo componenti standard di altissima qualità per ottenere il massimo della personalizzazione e della durata nel tempo

PAGINA 4



Ottiche 250 HR & Ibride 400 EDGE versione Flip Up

Ingrandimento	Tipo	Distanza di Lavoro	Campo Visivo	Peso	Codice
2,5 x	S	da 250 a 380 mm	100 mm	30 gr.	SV01.250.S
	R	da 305 a 430 mm	100 mm	30 gr.	SV01.250.R
	L	da 330 a 480 mm	100 mm	30 gr.	SV01.250.L
	XL	da 430 a 585 mm	110 mm	30 gr.	SV01.250.XL
4,0 x EDGE	S	da 250 a 330 mm	65 mm	65 gr.	SV01.400 S
	R	da 330 a 405 mm	65 mm	65 gr.	SV01.400 R
	L	da 380 a 455 mm	65 mm	65 gr.	SV01.400 L
	XL	da 430 a 500 mm	65 mm	65 gr.	SV01.400 XL

Correzioni Ottiche Personalizzate

Codice	Tipo di Correzione
SV09.001.001	A lente Singola Rx per Ottiche Flip Up
SV09.001.002	A lente Bifocale Rx per Ottiche Flip Up
SV09.002.001	A lente Singola Rx per Ottiche TTL
SV09.002.002	A lente Bifocale Rx per Ottiche TTL

Il costo delle prescrizioni e delle personalizzazioni è netto per tutta la catena distributiva dall'importatore sino all'utilizzatore finale dunque NON scontabile.

Tale costo anche in caso di contestazioni NON è rifondibile.

SheerVision risponde solo della esatta corrispondenza con la prescrizione fornita dal Cliente

Le nostre Montature Leggere, Confortevoli, Stabili

PAGINA 5



250 HR & Ibride 400 EDGE - TTL Ready Made

Codice	Modello / Referenza	Codice	Modello / Referenza
SV02.250 54 R	TTL 250 PD 54 WD Regular	SV02.400 54 R	TTL 425 EDGE PD 54 WD Regular
SV02.250 56 R	TTL 250 PD 56 WD Regular	SV02.400 56 R	TTL 425 EDGE PD 56 WD Regular
SV02.250 58 R	TTL 250 PD 58 WD Regular	SV02.400 58 R	TTL 425 EDGE PD 58 WD Regular
SV02.250 60 R	TTL 250 PD 60 WD Regular	SV02.400 60 R	TTL 425 EDGE PD 60 WD Regular
SV02.250 62 R	TTL 250 PD 62 WD Regular	SV02.400 62 R	TTL 425 EDGE PD 62 WD Regular
SV02.250 64 R	TTL 250 PD 64 WD Regular	SV02.400 64 R	TTL 425 EDGE PD 64 WD Regular
SV02.250 66 R	TTL 250 PD 66 WD Regular	SV02.400 66 R	TTL 425 EDGE PD 66 WD Regular
SV02.250 68 R	TTL 250 PD 68 WD Regular	SV02.400 68 R	TTL 425 EDGE PD 68 WD Regular

PERSONALIZZAZIONI

- ◆ Per Ottiche 250 o 400 EDGE con distanza di lavoro **S** oppure **L** o **XL**
 - ◆ Per Distanze Pupillari personalizzate
 - ◆ Per montature UA differenti
 - ◆ Per Correzioni Ottiche a lente singola o bifocale

Nel caso di importazioni personalizzate si renderà necessario un piccolo supplemento di costo per spese doganali e di spedizione oltre ad un acconto all'ordine del 30%

Le nostre Montature Leggere, Confortevoli, Stabili

PAGINA 6



Montature



PERFORMANCE EYEWEAR

Dal noto Brand sportivo statunitense **Under Armour** le eccezionali montature in Grilamid, miscela segreta ed esclusiva di materiali plastici e titanio, per una resistenza ed una leggerezza senza pari. Visione periferica senza distorsioni con lenti 10 volte più resistenti del policarbonato.

Codice	Modello / Referenza	Ottica	Versione
SV04.001.01B	Montatura Under Armour Igniter Black	250 / 400 Edge	Flip Up / TTL
SV04.001.01C	Montatura Under Armour Igniter Crimson	250 / 400 Edge	Flip Up / TTL
SV04.001.02B	Montatura Under Armour Enforcer Black	250 / 400 Edge	Flip Up / TTL
SV04.001.03B	Montatura Under Armour Zone XL Black	250 / 400 Edge	TTL
SV04.001.03C	Montatura Under Armour Zone XL Crimson	250 / 400 Edge	TTL

Accessori e Confezioni

Codice	Modello / Referenza
SV10.001.001	Laccio Anticaduta
SV10.001.002	Panno microfibra
SV10.001.003	Cacciavite SheerVision
SV10.001.004	Paletta
SV10.001.005	Coppia Lenti Protettive
SV08.001.001	Hard Plastic Case with accessory for flip up
SV08.001.002	Hard Plastic Case with accessory for TTL



V – Ray System sino a 97.000 lux di potenza

PAGINA 7

Gruppo Luce

Il sistema di illuminazione individuale del campo operatorio contribuisce al mantenimento di una postura corretta ed enfatizza ulteriormente le possibilità di diagnosi e cura rendendo i particolari perfettamente visibili anche oltre le possibilità offerte dalle lampade scialitiche (si pensi alla loro scarsa utilità quando, come nel seno mascellare, ci si trova a dover operare in una cavità dentro ad un'altra)



Spot Luminoso con Intensità sino a 97.200 lux e temperatura colore 6.000 K°

Codice	Modello / Referenza
SV07.001.001	Gruppo Luce V-RAY
SV07.001.002	Filtro per lampada V-Ray
SV07.001.003	Cavo sostitutivo con Lampada V-Ray
SV07.001.004	Caricabatterie
SV07.001.005	Batteria
SV10.001.006	Mount per Flip Up SheerVision

Richiedere tabella di compatibilità e disponibilità
per mount della concorrenza



**PERFORMANCE
EYEWEAR**



Manufactured By

SheerVision inc

4030 Palos Verdes Drive N, STE 104
Rolling Hills Estates, California 90274 U.S.A



Bulldog Dental Supplies

152 Caldly Road - Caldly, Wural, Merseyside
CH 481 LN United Kingdom

I PRODOTTI SONO DISTRIBUITI IN ITALIA DA:

RS DI SPAIRANI ROBERTO

Via Savona, 41 - 20144 Milano
Tel. 02 474369 - Fax. 02 472419
E-mail: info@rsmilano.it
Web site: www.rsmilano.it

