

1

CHIRURGIA IMPLANTARE - Collari transmucosi


CHIRURGIA IMPLANTARE - Collari transmucosi

COLLARI TRANSMUCOSI DEFINITIVI "RT" Piattaforma Ø 3,5 mm

Titanio

Si inseriscono a frizione nell'impianto e si trasformano in un suo prolungamento nel tratto transmucoso. Garantiscono così una ottima guarigione dei tessuti perimplantari, impedendo il passaggio batterico a livello del gap.

Ad esaurimento




- 30010403** Ø 4,0 - h = 1 mm (3 pezzi)
- 30010503** Ø 4,0 - h = 2 mm (3 pezzi)
- 30010603** Ø 4,0 - h = 3 mm (3 pezzi)
- 30010103** Ø 4,5 - h = 1 mm (3 pezzi)
- 30010203** Ø 4,5 - h = 2 mm (3 pezzi)
- 30010303** Ø 4,5 - h = 3 mm (3 pezzi)

Le classificazioni "RT" e "ST" identificano la tipologia del collare, per la corretta selezione dei componenti da laboratorio da utilizzare.

• I collari della serie "RT" sono disponibili solo per le piattaforme 3,5 e 3,7 mm.

COLLARI TRANSMUCOSI DEFINITIVI "RT" Piattaforma Ø 3,7 mm

Ad esaurimento




- 30010703** Ø 4,5 - h = 1 mm (3 pezzi)
- 30010803** Ø 4,5 - h = 2 mm (3 pezzi)
- 30010903** Ø 4,5 - h = 3 mm (3 pezzi)
- 30011003** Ø 5,5 - h = 2 mm (3 pezzi)
- 30011103** Ø 5,5 - h = 3 mm (3 pezzi)

Raggio "RT"




COLLARI TRANSMUCOSI DEFINITIVI "ST" Piattaforma Ø 3,5 mm



- 30011701** Ø 4,0 - h = 1 mm (1 pezzo)
- 30011801** Ø 4,0 - h = 2 mm (1 pezzo)
- 30011901** Ø 4,0 - h = 3 mm (1 pezzo)
- 30012001** Ø 4,6 - h = 1 mm (1 pezzo)
- 30012101** Ø 4,6 - h = 2 mm (1 pezzo)
- 30012201** Ø 4,6 - h = 3 mm (1 pezzo)




COLLARI "ST" Ø 4,0




COLLARI "ST" Ø 4,6

COLLARI TRANSMUCOSI DEFINITIVI "ST" Piattaforma Ø 3,7 mm




- 30012301** Ø 4,6 - h = 1 mm (1 pezzo)
- 30012401** Ø 4,6 - h = 2 mm (1 pezzo)
- 30012501** Ø 4,6 - h = 3 mm (1 pezzo)
- 30012601** Ø 5,5 - h = 2 mm (1 pezzo)
- 30012701** Ø 5,5 - h = 3 mm (1 pezzo)





COLLARI "ST" Ø 5,5 - 6,5

COLLARI TRANSMUCOSI DEFINITIVI "ST" Piattaforma Ø 5,0 mm



- 30011201** Ø 5,5 - h = 1 mm (1 pezzo)
- 30011301** Ø 5,5 - h = 2 mm (1 pezzo)
- 30011401** Ø 5,5 - h = 3 mm (1 pezzo)
- 30011501** Ø 6,5 - h = 2 mm (1 pezzo)
- 30011601** Ø 6,5 - h = 3 mm (1 pezzo)





CHIRURGIA IMPLANTARE - Condizionatori gengivali

1

CONDIZIONATORI GENGIVALI PER COLLARI "RT" E "ST"

Titanio

Da utilizzare quando l'emergenza del collare transmucoso si trova a 0,5 mm sotto del margine gengivale.

30030701 Ø 6,0 mm - per collari "RT" Ø 4,5 e "ST" Ø 4,6 - h = 1 mm (1 pezzo)

30030801 Ø 6,0 mm - per collari "RT" Ø 4,5 e "ST" Ø 4,6 - h = 2-3 mm (1 pezzo)



30030401 Ø 7,5 mm - per collari "ST" Ø 5,5 h = 1 mm (1 pezzo)

30030501 Ø 7,5 mm - per collari "RT"/"ST" Ø 5,5 - h = 2-3 mm (1 pezzo)

La funzione dei condizionatori gengivali è quella di guidare il rimodellamento delle papille e dei tessuti molli perimplantari durante la loro guarigione, allo scopo di creare lo spazio necessario ad ottenere un profilo emergente naturale del manufatto protesico.

30030601 Ø 8,0 mm - per collari "ST" Ø 6,5 h = 2-3 mm (1 pezzo)

Criteria di scelta dei collari transmucosi e di abbinamento ai condizionatori gengivali

| Arcata superiore: | Diametro M/D | Ø Collare | Ø Condizionatore |
|-------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Centrale | 7,5 | 5,5 | 7,5 |
| Laterale | 5,0 | 4,5 - 4,6 | 6,0 |
| Canino | 5,5 | 4,5 - 4,6 - 5,5 | 6,0 - 7,5 |
| 1° Premolare | 5,0 | 4,5 - 4,6 | 6,0 |
| 2° Premolare | 5,0 | 4,5 - 4,6 | 6,0 |
| 1° Molare | 7,5 | 5,5 | 7,5 |
| 2° Molare | 7,0 | 5,5 - 6,5 | 7,5 - 8,0 |

| Arcata inferiore: | Diametro M/D | Ø Collare | Ø Condizionatore |
|-------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Centrale | 4,0 | 4,0 | - |
| Laterale | 4,5 | 4,0 - 4,5 - 4,6 | - |
| Canino | 5,5 | 4,5 - 4,6 - 5,5 | 6,0 - 7,5 |
| Premolari | 5,0 | 4,5 - 4,6 - 5,5 | 6,0 - 7,5 |
| Molari | 8,0 | 5,5 - 6,5 | 7,5 - 8,0 |

Utilizzo dei condizionatori gengivali per il rimodellamento delle papille nei settori estetici

