

RS di Spairani Roberto

**SISTEMI INDIVIDUALI
DI INGRANDIMENTO E ILLUMINAZIONE**

PeriOptix™



Catalogo Prodotti

01/05/2011

Prodotti negli Stati Uniti con elevatissimi standard qualitativi hanno ricevuto numerosi riconoscimenti da enti di verifica indipendenti.

Utilizzabili durante l'intera giornata lavorativa senza arrecare alcun fastidio all'operatore questi presidi offrono garanzia di una operatività ad alto livello qualitativo con minore sforzo fisico e minore impiego di tempo.

Non solo "vedere più grande" consente di rilevare particolari che possono sfuggire ad occhio nudo (si pensi a microfratture, alle infiltrazioni marginali della odontoiatria restaurativa, alle cure endodontiche ecc.) ma consente anche di raggiungere agevolmente il livello di mini invasività richiesto dalle pratiche chirurgiche più avanzate.

A questo si aggiunga anche la possibilità di mantenere una postura ergonomica restando ad adeguata distanza dal bersaglio delle proprie manovre pur conservando una perfetta visibilità ed ampia possibilità di movimento senza dover riaccomodare la vista.

Il sistema di illuminazione individuale del campo operatorio enfatizza ulteriormente le possibilità di diagnosi e cura rendendo i particolari perfettamente visibili anche oltre le possibilità offerte dalle lampade scialitiche (si pensi alla loro scarsa utilità quando, come nel seno mascellare, ci si trova a dover operare in una cavità dentro ad un'altra)

I sistemi di ingrandimento ed illuminazione PeriOptix rappresentano un piccolissimo investimento ad altissimo rendimento.

**Lavorare Meglio,
Più Velocemente e con
Minor Fatica**

Vantaggi delle Ottiche Flip Up PeriOptix

- ◆ Leggere, Confortevoli ed eleganti
- ◆ Regolazione diretta verticale dell'orizzonte visivo
- ◆ Ampia gamma di distanze di lavoro
 - ◆ Due tipologie di ottiche:
 - Panoramic e Legacy**
 - ◆ Sistema brevettato di bloccaggio Optilock
 - ◆ Montature Hogies™, Advista e Mirage



Stile, eleganza ed alta performance in un occhiale dall'incredibile leggerezza.

Ottiche di progettazione innovativa, impermeabili per una corretta detersione e con lenti panoramiche per un più ampio campo visivo ad alta risoluzione e senza distorsioni di colore

Il design a basso profilo e l'eliminazione di sporgenti manopole di regolazione migliora enormemente la visibilità over-the-lens consentendo di alzare lo sguardo per una visione ambientale senza fatica e senza dover alzare il ponticello.

Allineamento delle ottiche più stabile con il sistema brevettato Optilock™. Una volta impostata la distanza inter pupillare le ottiche si bloccano in posizione automaticamente rimanendo nello stesso posto indipendentemente dal numero di volte che il ponticello viene alzato o abbassato. L'angolo di convergenza, predefinito in funzione della distanza di lavoro del gruppo ottico, è mantenuto stabile da due punti di serraggio che consentono di mantenere intatte le caratteristiche ottiche nel corso degli anni.

Per ordinare: 02 474369

PAGINA 4

Gruppo Luce Solaris



Intensità luminosa: sino a 80.000 Lux
Temperatura colore 6.000 K°

Due Batterie agli ioni di litio



Montatura Hogies™



HOGIES™: IL NUOVO STANDARD DI RIFERIMENTO PER L'OCCHIALE ODONTOIATRICO



Hoghies, a connessione magnetica, rappresenta la montatura più performante presente sul mercato mondiale: dalla semplice montatura protettiva si trasforma rapidamente in un occhiale con correzioni ottiche di +/- 2 diottrie, in un filtro a protezione per l'uso del laser, in un confortevole supporto per gruppo di illuminazione, per ottiche ingrandenti o per entrambi. Comfort, eleganza e versatilità d'uso ineguagliabili !

Montature Advista

La montatura Adidas Advista rappresenta un telaio sportivo ad elevato rendimento. Estremamente confortevole offre eccellente protezione ed una vista panoramica unica. Le aste laterali sono regolabili così come anche il nasello in silicone per una calzata più stabile e confortevole adattandosi ottimalmente al profilo individuale del viso. Alta visibilità over-the-lens. Possibilità di sostituire le lenti protettive con altre per correzioni individuali della vista

Rosso	Blu	Nero

Per ordinare: 02 474369

PAGINA 6

- 1 Due opzioni verticali per ottenere un angolo di declina-
- 2 Design panoramico a basso profilo per migliorare la visio-
- 3 Lenti impermeabili per una corretta igiene
- 4 La manopola di regolazione inter pupillare si blocca auto-
- 5 Doppia chiusura della cerniera di regolazione dell'angolo di convergenza per un allineamento stabile negli anni



Ottiche Panoramics Aggiungere Montatura e Mount

Codice	Modello / Referenza	Distanza Lavoro
PX01.P250S	Panoramic Flip Up - 2.5 S	da 28 a 36 cm
PX01.P250R	Panoramic Flip Up - 2.5 R	da 33 a 43 cm
PX01.P250L	Panoramic Flip Up - 2.5 L	da 38 a 51 cm
PX01.P250XL	Panoramic Flip Up - 2.5 XL	da 40 a 50 cm
Codice	Modello / Referenza	Distanza Lavoro
PX01.P300S	Panoramic Flip Up - 3.0 S	da 25 a 33 cm
PX01.P300R	Panoramic Flip Up - 3.0 R	da 33 a 43 cm
PX01.P300L	Panoramic Flip Up - 3.0 L	da 45 a 53 cm
PX01.P300XL	Panoramic Flip Up - 3.0 XL	da 48 a 62 cm
Codice	Modello / Referenza	Distanza Lavoro
PX01.P350R	Panoramic Flip Up - 3.5 R	da 33 a 43 cm
PX01.P350L	Panoramic Flip Up - 3.5 L	da 45 a 53 cm
PX01.P350XL	Panoramic Flip Up - 3.5 XL	da 48 a 53 cm

Mounts Panoramics

Codice	Modello / Referenza	Ottica
PX04-MP1H	Panoramic mount /adattatore	Flip Up Panoramic
PX05-ML1H	Magnetic mount montatura Hogies	Panoramic/Legacy
PX04-MP2A	Panoramic mount montatura Advista	Flip Up Panoramic
PX04-MP3A	Panoramic mount short per Advista	Flip Up Panoramic



- 1 Due opzioni verticali per ottenere un angolo di de-
- 2 Design panoramico a basso profilo per migliorare la
- 3 Doppia chiusura della cerniera di regolazione dell'angolo di convergenza per un allineamento stabile negli anni
- 4 La manopola di regolazione inter pupillare si blocca

Ottiche Legacy

Aggiungere Montatura e Mount

Codice	Modello / Referenza	Distanza Lavoro
PX02.L250S	Legacy Flip Up - 2.5 S	da 28 a 36 cm
PX02.L250R	Legacy Flip Up - 2.5 R	da 33 a 43 cm
PX02.L250L	Legacy Flip Up - 2.5 L	da 38 a 51 cm
PX02.L250XL	Legacy Flip Up - 2.5 XL	da 40 a 50 cm
Codice	Modello / Referenza	Distanza Lavoro
PX02.L300S	Legacy Flip Up - 3.0 S	da 25 a 33 cm
PX02.L300R	Legacy Flip Up - 3.0 R	da 33 a 43 cm
PX02.L300L	Legacy Flip Up - 3.0 L	da 45 a 53 cm
PX02.L300XL	Legacy Flip Up - 3.0 XL	da 48 a 62 cm
Codice	Modello / Referenza	Distanza Lavoro
PX02.L350R	Legacy Flip Up - 3.5 R	da 33 a 43 cm
PX02.L350L	Legacy Flip Up - 3.5 L	da 45 a 53 cm
PX02.L350XL	Legacy Flip Up - 3.5 XL	da 48 a 53 cm

Mounts Legacy

Codice	Modello / Referenza	Ottica
PX05-ML1L	Legacy mount montatura Mirage	Flip Up Legacy
PX05-ML1H	Magnetic mount montatura Hogies	Panoramic/Legacy

Per ordinare: 02 474369

PAGINA 8

Montature Adidas Advista

Codice	Modello / Referenza	Ottica	Prescrizione
PX03.HA-B	Montatura Advista Blue	Panoramic	SI
PX03.HA-N	Montatura Advista Black	Panoramic	SI
PX03.HA-R	Montatura Advista Red	Panoramic	SI

		
Rosso	Blu	Nero

Montature Hogies™ & Protezione Laser

Codice	Modello / Referenza	Ottica	Prescrizione
PX03.HF-B	Montatura Hogies Metallic Blue	Panoramic/Legacy	SI
PX03.HF-N	Montatura Hogies Matte Black	Panoramic/Legacy	SI
PX03.HF-P	Montatura Hogies Purple	Panoramic/Legacy	SI
PX03.HF-R	Montatura Hogies Red	Panoramic/Legacy	SI
PX10.LERB	Insero Protettivo Laser Neutro	Panoramic/Legacy	SI
PX10.LDI2	Insero Protettivo Laser Rosa	Panoramic/Legacy	SI
PX10.LYG3	Insero Protettivo Laser Verde	Panoramic/Legacy	SI

		
Rosso	Blu	Insero Verde
		
Nero	Porpora	Insero Rosa

Montature Mirage

Codice	Modello / Referenza	Ottica	Prescrizione
PX03.HM-B	Montatura Mirage Black	Legacy	SI
PX03.HM-R	Montatura Mirage Red	Legacy	SI



Rosso

Nero

Montature Varie

Codice	Modello / Referenza	Indicazione
PX03-HR01	Caschetto Regolabile	Panoramic/Legacy/Solaris
PX03-HU01	Clip Universale Large	Panoramic/Legacy/Solaris



Caschetto

Clip Universale

Prescrizioni lenti correttive

Codice	Modello / Referenza	Conf.
PX06-PH01	Inserto per correzioni ottiche Rx Hogie	1 pz.
PX06-PA01	Inserto per correzioni ottiche Rx Advista	1 pz.
PX06-PM01	Inserto per correzioni ottiche Rx Mirage	1 pz.



Hogies™

Advista

Mirage

Per ordinare: 02 474369

PAGINA 10

Gruppo Luce Solaris

Codice	Modello / Referenza	Indicazioni
PX08-SOL 01	Gruppo Luce Solaris Regular mount	Per ottiche
PX08-SOL 02	Gruppo Luce Solaris Hogies™ mount	Per Hogies™
PX08-SOL 03	Gruppo Luce Solaris con Caschetto	Con Caschetto

Accessori & Mounts Solaris

Codice	Modello / Referenza	Code PeriOptix
PX09-SOL F	Solaris Filtro per compositi	
PX09-SOL B	Solaris Batteria Ioni di Litio (cad.)	
PX09-SOL C	Solaris Cavo Sostitutivo	
PX09-SOL R	Caricabatterie da tavolo Euro Plug	
PX09-SOL P	Clip da Cintura Power Pack	
PX08-SOL 1P	Mount Solaris/Panoramic Flip Up	MT-P3
PX08-SOL 2L	Mount Solaris/Legacy Flip Up	MT-P2
PX08-SOL 3H	Mount Solaris/Montatura Hogies™	MT-A
PX08-SOL 4A	Mount Solaris/Montatura Advista	MT-A
PX08-SOL 6U	Mount Solaris/Universal Clip	MT-U-L
PX08-SOL 5R	Mount Solaris/Caschetto	
PX08-SOL 8O	Mount Solaris/Orascoptic New rounded	MT-O-N
PX08-SOL 9O	Mount Solaris/Orascoptic Old square	MT-O
PX08-SOL10Q	Mount Solaris/Q-Optics New rounded	
PX08-SOL11Q	Mount Solaris/Q-Optics Old square	MT-O
PX08-SOL12K	Mount Solaris/Keeler Flip Up	MT-K
PX08-SOL13H	Mount Solaris/Heine non tutti i modelli	MT-H
PX08-SOL 7Z	Mount Solaris/Zeiss prismatico	MT-Z



Filtro Antipolimerizzante



Cavo di Ricambio



Componenti

Accessori

Codice	Modello / Referenza
PX07-LCASES	Confezione Occhiali
PX07-LHCASE	Confezione Occhiali & Luce
PX07-HLCASE	Confezione e Accessori Hogies
PX07-SOCASE	Confezione e Accessori Solaris
PX07-LCLEAN	Soluzione Antiappannante/pulente
PX07-HEADL	Laccio Anticaduta Large (Mirage)
PX07-HEADS	Laccio Anticaduta Small (Advista)
PX07-LFIBER	Panno microfibra
PX07-SDP	Cacciavite Philips
PX07-SDH	Cacciavite esagonale 1,5

Confezioni

	
Conf. Panoramic/Advista	Conf. Legacy/Mirage
	
Conf. Hogies™	Conf. Solaris

RS DI SPAIRANI ROBERTO

Via Savona, 41
20144 Milano
Tel. 02 474369
Fax. 02 472419
info@rsmilano.it
www.rsmilano.it



**RS Milano conosce il Tuo Lavoro e sceglie
per Te e con Te Le soluzioni migliori**