

**NEW!**

## NUOVI COMPONENTI DA LABORATORIO (Analoghi - Analoghi di rettifica - Moncone Ø 4,8)

### GENERALITÀ

L'introduzione di una nuova piattaforma implantare (Ø 5,0 mm) e la diversa morfologia dei collari "ST" richiedono la disponibilità di nuovi componenti da laboratorio, che permettano la riproduzione sul modello della situazione in bocca al paziente.


Nello sviluppo di questi nuovi componenti si sono volute introdurre nuove caratteristiche costruttive atte a facilitare il lavoro dei tecnici.

La nuova serie di analoghi dell'impianto, dei collari e degli analoghi di rettifica è realizzata in titanio, nell'intento di offrire componenti robusti e resistenti, particolarmente adatti per la lavorazione dei monconi su isoparallelometro.

Questi elementi sono costruiti con le stesse macchine e la stessa precisione utilizzate per la realizzazione degli impianti e dei collari, garantendo una piena rispondenza dimensionale.

### 1. ANALOGHI DELL'IMPIANTO PIATTAFORMA Ø 5,0 E DEI COLLARI "ST"

Gli analoghi per l'impianto con piattaforma Ø 5,0 per la nuova serie di collari "ST" sono realizzati in Titanio di Grado 5 e sono anodizzati in colore azzurro, con marcatura laser degli elementi identificativi.



### 2. ANALOGHI DI RETTIFICA DELL'IMPIANTO PIATTAFORMA Ø 5,0 E DEI COLLARI "ST"

I nuovi analoghi di rettifica presentano una nuova e interessante caratteristica costruttiva:

- gli analoghi di rettifica per impianti con collare sono di tipo "integrale" (costituiti cioè da un unico pezzo che riproduce sia l'interno degli impianti che l'emergenza del collare transmucoso "ST"), in modo da ottenere una maggiore precisione nella manipolazione e nel controllo dei manufatti protesici.

La serie degli analoghi di rettifica comprende:

- i due analoghi per impianti con collare "ST" (Ø 5,5 e 6,5 mm);
- l'analogo per impianti senza collare, riproducente la piattaforma implantare Ø 5,0 dell'impianto Ø 5,0 LN.




### 3. MONCONE DIRITTO MAGGIORATO PER COLLARI "ST" Ø 6,5 mm

L'ampia superficie emergente dei nuovi collari "ST" Ø 6,5 mm ha suggerito la realizzazione di un nuovo moncone che sfruttasse appieno questa caratteristica.

Il nuovo moncone maggiorato ha la porzione emergente con diametro di 4,8 mm, per poter realizzare monconi di grosse dimensioni e con ampia base di appoggio sul collare, allo scopo di assicurare una eccellente stabilità protesica e resistenza alle forze trasversali.

Le maggiori dimensioni dell'emergenza permettono la correzione di disparallelismi di maggiore entità, riducendo nel contempo l'apporto di lega necessaria per la realizzazione dei metalli.



#### 4. INFORMAZIONI COMMERCIALI

I nuovi componenti da laboratorio sono classificati secondo la tabella seguente:

| Rif.                | Codice          | Conf. | Descrizione  |
|---------------------|-----------------|-------|--|
| <b>1. Analoghi:</b> |                 |       |  |
| -                   | <b>50020301</b> | 1 pz  | Analogo degli impianti piattaforma Ø 5,0 mm                      |
| -                   | <b>50091201</b> | 1 pz  | Analogo collare transm. defin. "ST" piatt. Ø 5,0 - Ø 5,5 - h1 mm |
| -                   | <b>50091301</b> | 1 pz  | Analogo collare transm. defin. "ST" piatt. Ø 5,0 - Ø 5,5 - h2 mm |
| -                   | <b>50091401</b> | 1 pz  | Analogo collare transm. defin. "ST" piatt. Ø 5,0 - Ø 5,5 - h3 mm |
| -                   | <b>50091501</b> | 1 pz  | Analogo collare transm. defin. "ST" piatt. Ø 5,0 - Ø 6,5 - h2 mm |
| -                   | <b>50091601</b> | 1 pz  | Analogo collare transm. defin. "ST" piatt. Ø 5,0 - Ø 6,5 - h3 mm |

#### 2. Analoghi di rettifica:

- **50030401** 1 pz Analogo di rettifica integrale con collare Ø 5,5 "S"
- **50030501** 1 pz Analogo di rettifica integrale con collare Ø 6,5 "S"
- **50030601** 1 pz Analogo di rettifica impianti piattaforma Ø 5,0 mm

#### 3. Moncone maggiorato:

- **50060601** 1 pz Moncone diritto base 4,8 per impianti con collare h 1-2-3 mm