

## Soluzioni chimiche

- Cod. 220.54 STAMMOPUR R (sostituisce Tickopur RD5) concentrato universale da usare direttamente in vasca come liquido di contrasto oppure per la pulizia di metalli, plastica, gomma, vetro da sostanze organiche. Biodegradabile - pH 8,5 - Uso 2% - Confezione da 12 flaconi da 1 litro.
- Cod 228.54 STAMMOPUR Z (sostituisce Tickopur RD7) elimina rivestimenti, cementi, tartaro e ossidi metallici - Biodegradabile - pH 1 - Da usare al 5% esclusivamente in cestelli di plastica o bicchieri in PVC. Non applicabile su strumenti in lega leggera - Confezione da 12 flaconi da 1 litro.
- Cod. 256.54 STAMMOPUR AG (sostituisce Tickopur RD4 ed RD6) elimina gessi e alginato - Biodegradabile - pH 8 - Pronto all'uso - Confezione da 12 flaconi da 1 litro.